



Die universelle
klinische Plattform

DeepUnity

Eine Lösung für alle. Und alles.

Die neue Einheit.

Die universelle klinische Plattform für die vollumfängliche Übersicht auf alle relevanten Informationen für eine noch bessere Patientenbehandlung.

DeepUnity ist die ganzheitliche Lösung für die Krankenhaus IT. Die Suite umfasst sowohl alle Services rund ums Bild als auch um deren Administration und Weitergabe an Ärzte und Patienten. Dabei geht DeepUnity deutlich weiter als bestehende PACS-Lösungen und damit verbundene Programme. Das Programmpaket ist nicht nur grafisch brandneu, sondern überzeugt auch mit seiner einfachen und durchgängigen Bedienung. Durch vollständige Integration der Programme untereinander ergeben sich für Anwender und Administratoren viele Vorteile.

Alle Teile ergeben ein großes Ganzes


Bestehende Radiologie IT-Lösungen sind für Bereiche und Abteilungen entwickelt worden. Doch im Laufe der Zeit sind die Grenzen zwischen ihnen verschwommen. So ist die herkömmliche Softwarelandschaft divers und kaum zu vereinbaren. DeepUnity löst dieses Problem. Es integriert zum Beispiel DICOM und Non-DICOM Daten und verbindet klinische mit radiologischen Abläufen. Barrierefrei, ohne Anwendungen wechseln zu müssen. Damit bringt es Lösungen zusammen.

Vorteile für Anwender

- Vollumfängliche Unterstützung klinischer und administrativer Workflows
- DeepUnity Viewer bietet einheitlichen Zugriff auf die Daten eines Patienten sowie eine übersichtliche Darstellung der Patientenhistorie
- Homogene, einheitliche Benutzeroberfläche
- Fokus auf Benutzerfreundlichkeit
- Tiefe Integration der verwendeten Systeme

Vorteile für IT und Administratoren

- Eine Plattform, die alle Services bietet
- Erleichterungen im Alltag durch einheitliche Authentifizierung, benutzerfreundliche Konfiguration und zentrales Logging
- Agile Entwicklungsmethoden sowie eine standardisierte Plattforminfrastruktur ermöglichen kurze Update-Zyklen





DeepUnity Insight

DeepUnity Hub

DeepUnity Medical Archive

Alles unter einem Namen vereint.

Bewährte und neue Funktionalitäten.

DeepUnity Insight

DeepUnity Insight steht für moderne Applikationen der Bildbetrachtung und -befundung, die unseren Kunden in unterschiedlichen Ausprägungen – sowohl als Client-Lösung als auch zukünftig als webbasierter Viewer – zur Verfügung stehen.

DeepUnity Hub

Mit unseren DeepUnity Hub-Modulen kann die Lösung um zusätzliche Werkzeuge zum Import und Export von Dokumenten und Bildern sowie zur webbasierten Kommunikation von Patientendaten ergänzt werden.

DeepUnity Medical Archive

Das DeepUnity Medical Archive dient als zentrale Plattform zum Speichern aller medizinischen Bilder und Dokumente und bietet ein breites Spektrum an standardisierten Services. Unsere Kunden profitieren dabei von einer modularen Lösung zur Ablage von DICOM-Daten sowie medizinischen Dokumenten, die um zusätzliche XDS-Funktionalität erweitert werden kann. Mit dem webbasierten DeepUnity Viewer wird zukünftig der einfache klinikweite Zugriff auf alle diese Patientendaten unterstützt.

DeepUnity Insight	vormals
DeepUnity Diagnost ¹	IMPAX EE Diagnost
DeepUnity Review ¹	IMPAX EE Review
DeepUnity Clinical ¹	IMPAX EE Clinical
DeepUnity Viewer	NEU
DeepUnity Media Viewer	IMPAX EE CD Viewer

¹ Bei den genannten Produkten handelt es sich um Ausprägungen des Medizinproduktes DeepUnity R20 der DH Healthcare GmbH

DeepUnity Hub	vormals
DeepUnity XChange	TRANSPORT bzw. IMPAX PASTA
DeepUnity XChange Web	TRANSPORT Web
DeepUnity Web.Access	IMPAX/web.Access
DeepUnity Web.Upload	IMPAX/web.Upload
DeepUnity Media Creation Server	IMPAX EE Media Creation Server Archive
DeepUnity Capture	NEU

DeepUnity XDS Services	
DeepUnity XDS Registry	NEU
DeepUnity XDS Repository	NEU
DeepUnity XDS Source	NEU

DeepUnity DICOM Services	vormals
DeepUnity DICOM Archive ²	IMPAX EE Server
DeepUnity DICOM Central Archive ²	IMPAX EE Zentralserver
DeepUnity DICOM Cache Archive ²	IMPAX EE Cache Server
DeepUnity DICOM ThinSlice Archive ²	IMPAX EE Dünnschicht Server
DeepUnity DICOM Teaching File Archive ²	IMPAX EE Server Teaching File Archive
DeepUnity DICOM Teleradiology Archive ²	IMPAX EE Teleradiologieserver
DeepUnity DICOM Import Archive ²	IMPAX EE Eingangsserver

² Bei den genannten Produkten handelt es sich um Bestandteile des Medizinproduktes DeepUnity R20 der DH Healthcare GmbH

DeepUnity ECM Services	
DeepUnity ECM Basic	NEU (HYDMedia Integration ohne Systemwechsel)
DeepUnity ECM Extensions	NEU (HYDMedia Integration ohne Systemwechsel)
DeepUnity ECM Scan Clients	NEU (HYDMedia Integration ohne Systemwechsel)
DeepUnity ECM Interfaces	NEU (HYDMedia Integration ohne Systemwechsel)
DeepUnity ECM MS Office-Integration	NEU (HYDMedia Integration ohne Systemwechsel)



Dedalus HealthCare GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1-3
53227 Bonn

Zugunsten einer flüssigen Lesbarkeit beziehen sich Personalbezeichnungen selbstverständlich immer auf alle Personen (m/w/d).

Dedalus und das Dedalus Logo sind Zeichen der Dedalus S.p.A., Italien, oder ihrer verbundenen Unternehmen. Alle anderen in dieser Publikation erwähnten Namen von Produkten und Diensten sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen oder Markenrechtsinhaber. Die in dieser Publikation angegebenen Informationen dienen lediglich dem Zweck einer Erläuterung und stellen keine von DH Healthcare GmbH zu erfüllenden Normen oder Spezifikationen dar. Die Merkmale der beschriebenen Produkte und Dienste sind unverbindlich und können jederzeit ohne weitere Angabe geändert werden. Die dargestellten Produkte und Dienste sind zudem in bestimmten Regionen möglicherweise nicht verfügbar oder können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Verantwortung übernommen.

Copyright © 2022 Dedalus HealthCare GmbH

Alle Rechte vorbehalten