

# Die Notfall-Lösung bei Infrastruktur-Ausfall

## Sicher, schnell, effektiv

### HYDMedia G6 – Replicator Server & Replicator Client

HYDMedia hat mit den Modulen Replicator Server & Replicator Client eine Notfalllösung geschaffen, die Datenobjekte effektiv und sicher nach vorgegebenen Regeln bereitstellt.


Der HYDMedia Replicator Server schafft mit wenigen Mausklicks eine sichere und verlässliche Umgebung, mit der Datenobjekte auch bei einem Ausfall von zentralen Infrastrukturkomponenten zur Verfügung stehen.

Mit dem HYDMedia Replicator Server wird sichergestellt, dass Datenobjekte an einem festgelegten Speicherplatz repliziert und anschließend automatisch, auf Basis von Regeln, gelöscht werden. Über vorgegebene Regelwerke werden Replikationen von Datenobjekten erstellt. Diese Regelwerke nehmen automatisch eine Umverteilung der Datenobjekte vor, wenn beispielsweise ein Patient auf eine andere Station verlegt wird. So werden auch datenschutzrechtliche Aspekte wie Datensparsamkeit und Deduplikation sichergestellt. Sollte über das konfigurierbare Regelwerk kein Löschen von Dokumenten vorgesehen sein, können Dokumente nach Ablauf einer konfigurierbaren Zeitspanne auf den nachgeordneten HYDMedia Instanzen automatisch gelöscht werden.


Der HYDMedia Replicator Server kann sowohl vor Ort als auch dezentral betrieben werden, sodass er sich in jede IT-Umgebung integrieren lässt.

### Vorteile


- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei IT-Ausfall
- Einfaches und intuitives Regelwerk
- Monitoring über Dashboards
- Hohe Skalierbarkeit
- Einfache Administration



Der HYDMedia Replicator Client bietet eine optimierte Ansicht auf die Datenobjekte während eines Offline-Zugriffs. Informationen zu Patienten können über eine UND- sowie ODER-Suche abgerufen und über die Dokumentenanzeige visualisiert werden. Die Endanwender können sich hierzu mit ihren regulären HYDMedia-Zugangsdaten am HYDMedia Replicator Client anmelden.




UND / ODER-Suche nach zwei Begriffen



## Dokumentenanzeige

## Schematische Darstellung des Replicator-Prozesses



**Dedalus HealthCare GmbH**  
Konrad-Zuse-Platz 1-3  
53227 Bonn

**dedalusgroup.de**

Zugunsten einer flüssigen Lesbarkeit beziehen sich Personalbezeichnungen selbstverständlich immer auf alle Personen (m/w/d).

Dedalus und das Dedalus Logo sind Zeichen der Dedalus S.p.A., Italien, oder ihrer verbundenen Unternehmen. Alle anderen in dieser Publikation erwähnten Namen von Produkten und Diensten sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen oder Markenrechtsinhaber. Die in dieser Publikation angegebenen Informationen dienen lediglich dem Zweck einer Erläuterung und stellen keine von DH Healthcare GmbH zu erfüllenden Normen oder Spezifikationen dar. Die Merkmale der beschriebenen Produkte und Dienste sind unverbindlich und können jederzeit ohne weitere Angabe geändert werden. Die dargestellten Produkte und Dienste sind zudem in bestimmten Regionen möglicherweise nicht verfügbar oder können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Verantwortung übernommen.

Copyright © 08/2025 Dedalus HealthCare GmbH

Alle Rechte vorbehalten