



IMAGING IT

PROXYMAGE[®] / DRIM-M

ÉCHANGE ET PARTAGE EN IMAGERIE MÉDICALE



PROXYMAGE® EST UNE SOLUTION **MULTI PACS DE TÉLÉRADIOLOGIE POUR L'ÉCHANGE, LE PARTAGE ET LA VISUALISATION SÉCURISÉS D'IMAGES MÉDICALES** ADAPTÉE AU PARCOURS DE SANTÉ.





- Compatible DICOM avec l'ensemble des PACS et des modalités du marché
- Compatible avec XERO et avec la majorité des viewers ZFP du marché
- ProxyMage® apporte une couche de sécurité indispensable au standard DICOM

PROXYMAGE® PERMET DE :

- Développer et simplifier les échanges et les partages d'imagerie médicale
- Mutualiser les images relatives au patient, données d'imagerie, comptes rendus, de manière fluide et sécurisée
- Rechercher et choisir sur les différents PACS connectés un examen, un dossier d'imagerie qu'un professionnel de santé peut transférer vers un autre site interconnecté et/ou envoyer un lien de visualisation HTML5 à un autre professionnel de santé à travers une messagerie sécurisée

- Communiquer de manière transversale et multicanal et obtenir des images de référence, par exemple lors des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) notamment dans les cas de suivi complexe
- Gagner du temps dans la gestion du workflow d'imagerie pouvant atteindre 60% dans le cadre d'une gestion d'examen d'imagerie multi sites
- Apporter une permanence des soins, une meilleure expertise pour le diagnostic et pour la prise en charge
- Améliorer les conditions de travail des praticiens en limitant les déplacements et gagner en efficacité dans la prise de décision concernant le patient
- Assurer l'archivage médico légal des données liées aux actes de télémedecine



PROXYMAGE® DÉCLOISONNE VOTRE
IMAGERIE POUR L'OUVRIR
À D'AUTRES : **PARTAGE D'IMAGERIE,
TÉLÉRADIOLOGIE, PACS VIRTUEL...**
DE FAÇON **SÉCURISÉE ET LE PLUS
RAPIDEMENT POSSIBLE.**


Accéder à l'examen d'un patient où que l'on soit et de manière immédiate, ou transférer un dossier, permet **une expertise de pointe, une meilleure gestion de l'urgence, un gain de temps pour une meilleure prise en charge** du patient.



ProxyMage® place la radiologie au coeur des parcours de santé.

Nos solutions PACS et ProxyMage®, offrent une solution complète intégrable dans les parcours de santé.

La radiologie devient un élément du parcours pour mettre en oeuvre des solutions de téléradiologie dans les structures ou réseaux de santé qui souhaitent échanger, partager et construire un réseau d'expertise, de consultation et d'interprétation d'images radiologiques ou échographiques à distance.



- Pour les RCP, la vision de l'ensemble des examens réalisés par le patient est indispensable pour la prise de décision. ProxyMage® permet cette exhaustivité grâce à sa connexion multi-PACS et au rapatriement des examens, effectués sur différents sites, directement dans votre salle de RCP.

- Pour la prise en charge d'un AVC par téléconsultation, les examens réalisés doivent être transmis au plus vite. ProxyMage® permet une communication rapide des images DICOM pour que l'expert pose son diagnostic. Grâce à une compression lossless, les images ne subissent aucune perte et sont utilisables à des fins de diagnostic via un viewer DICOM.

PROXYMAGE®/DRIM-M

TÉMOIGNAGE DU PR JP BEREGI:
**LE CHU DE NÎMES DÉVELOPPE
SON PARTENARIAT AVEC
L'INSTITUT MÉDICAL DE
MADAGASCAR EN DÉPLOYANT
PROXYMAGE®**

“

Pour renforcer la collaboration existante depuis plusieurs années entre le service de radiologie du CHU de Nîmes et l'IMM et répondre aux besoins de formation des médecins malgaches, l'acquisition d'un outil d'échanges d'images s'est avérée nécessaire. Avec la solution ProxyMage® déployée en moins d'une semaine en octobre 2019, nous pouvons désormais envoyer des images, voire des dossiers complets, dûment anonymisés qui sont ensuite analysés par les médecins malgaches et retournés à Nîmes.

Un compagnonnage par les médecins nîmois pour les étudiants sur site à Madagascar à des milliers de kilomètres, avec formation à distance aboutie, transmission des connaissances et



examens, s'organise avec une interaction rapide entre les équipes grâce au faible décalage horaire.

Cette expérience pilote intéresse le Collège des Enseignants de Radiologie de France ainsi que les instances malgaches pour valider des formations médicales.”



Dedalus Healthcare France

4 avenue de l'église Romane
33 370 Artigues près Bordeaux - France

www.dedalus.com/fr

À PROPOS DE DEDALUS

Le Groupe Dedalus est le principal éditeur de solutions logicielles pour la santé et le diagnostic en Europe. Le Groupe accompagne la transformation numérique de 6 300 établissements et 5 700 laboratoires et centres de diagnostic dans le monde, qui utilisent ses solutions pour accompagner plus de 540 millions de personnes. Grâce à des solutions basées sur des normes ouvertes, Dedalus accompagne l'ensemble du continuum de soins et répond aux besoins de chacun des acteurs de l'écosystème de la santé, afin de proposer des soins de meilleure qualité sur une planète plus saine.

La vie passe par nos solutions.

